




# Product Special

## TOP-LIFT SYSTEM TOP-LIFT SYSTEM



### Produktinformationen Product information

#### Top-Lift

- Ein komplettes System zur Retraktion im oberen Bauchraum.
- Flexibel einsetzbar.
- Einseitige (L-Design) oder beidseitige Adaption (V-/U-Design) am OP-Tisch

#### Top-Lift

- Complete System for the retraction in the upper abdominal space.
- Flexible use.
- One-arm (L-Design) or two-arm adaption (V-/U-Design) to the OR-table.

made in GERMANY

Änderungen der technischen Angaben und Maße liegen in unserem Ermessen. Modelländerungen vorbehalten. Ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung darf dieses Printmedium weder im Gesamten noch auszugsweise kopiert oder nachgedruckt werden.

Changes in technical specifications and dimensions are at our discretion. Subject to modification. Without our explicit written approval this print media may not be copied or reprinted as a whole or in extracts.

#### TOP-LIFT SET (U-DESIGN)

1-10-680-05 mit langer Stange (gerade), bestehend aus: with long bar (straight), consisting of:		
	Typ/type	Menge/Qty
1-16-022-00	Tischarretierung table post	2
1-10-679-50	Verbindungsstück Arretierung/Stange post coupling	2
1-10-680-40	Haken hook	1
1-10-680-30	Stange gerade, lang bar, straight, long	1
1-10-680-20	Top-Lift Rastmechanismus Top-Lift fixation	1
1-10-680-25	Waage mit 2 Valven balance retractor with 2 blades	1

#### TOP-LIFT SET (V-DESIGN)

1-10-680-10 mit 2 kurzen Stangen, bestehend aus: with 2 short-bars, consisting of:		
	Typ/type	Menge/Qty
1-16-022-00	Tischarretierung table post	2
1-10-679-50	Verbindungsstück Arretierung/Stange post coupling	2
1-10-680-40	Haken hook	1
1-10-680-35	Stange, kurz bar, short	2
1-10-679-05	Verbindungsstück Stangen coupling device bars	1
1-10-680-20	Top-Lift Rastmechanismus Top-Lift fixation	1
1-10-680-25	Waage mit 2 Valven balance retractor with 2 blades	1

#### TOP-LIFT SET (L-DESIGN)

1-10-680-15 mit 1x Tischarretierung und kurzer Stange, bestehend aus: with 1 table post and short bar, consisting of:		
	Typ/type	Menge/Qty
1-16-022-00	Tischarretierung table post	1
1-10-679-50	Verbindungsstück Arretierung/Stange post coupling	1
1-10-680-40	Haken hook	1
1-10-680-35	Stange, kurz bar, short	1
1-10-680-20	Top-Lift Rastmechanismus Top-Lift fixation	1
1-10-680-25	Waage mit 2 Valven balance retractor with 2 blades	1