





rudolfstorz®

## CLR Retractor System

- Lumbar retractor system
- Side load for optimal exposure
- Blades out of titanium, color-coded, radiolucent
- Large variety of valves and hooks
- Made in Germany



**1-10-751-05 \***CLR Retraktor Side-load  
CLR retractor side-load**1-10-804-00 \***CCR / CLR Handgriff Side-load mit schwarzem Radelgriff  
CCR/ CLR handle for blades with black PPSU-handle**1-10-804-05 \***CCR / CLR Handgriff Side-load, kanuliert mit Luer-Lock,  
mit schwarzem Radelgriff  
CCR/ CLR handle for blades, cannulated with Luer-Lock,  
with black PPSU-handle**1-10-794-10 \***CCR / CLR Tiefenmeßstab, natur  
CCR / CLR depth gauge instrument, natural



**Alle Valven aus Titanium, Farbe: blau, röntgendurchlässig, mit Side-load-Mechanismus**  
**All blades out of Titanium, color: blue, radiolucent, with side-load mechanism**



CLR-Valve, side load, 20mm breit , blau  
 CLR blade, side load, width: 20mm, blue

|                      | B - width | T - depth |
|----------------------|-----------|-----------|
| <b>1-10-749-21 *</b> | 20 mm     | 35 mm     |
| <b>1-10-749-23 *</b> | 20 mm     | 40 mm     |
| <b>1-10-749-25 *</b> | 20 mm     | 45 mm     |
| <b>1-10-749-27 *</b> | 20 mm     | 55 mm     |
| <b>1-10-749-29 *</b> | 20mm      | 65 mm     |




CLR-Valve, side load, 40mm breit , blau  
 CLR blade, side load, width: 40mm, blue

|                      | B - width | T - depth |
|----------------------|-----------|-----------|
| <b>1-10-749-31 *</b> | 40 mm     | 35 mm     |
| <b>1-10-749-33 *</b> | 40 mm     | 40 mm     |
| <b>1-10-749-35 *</b> | 40 mm     | 45 mm     |
| <b>1-10-749-37 *</b> | 40 mm     | 55 mm     |
| <b>1-10-749-39 *</b> | 40 mm     | 65 mm     |
| <b>1-10-749-41 *</b> | 40 mm     | 75 mm     |




CLR-Valve,side load, 60mm breit , blau  
 CLR blade, side load, width: 60mm, blue

|                      | B - width | T - depth |
|----------------------|-----------|-----------|
| <b>1-10-749-43 *</b> | 60 mm     | 35 mm     |
| <b>1-10-749-45 *</b> | 60 mm     | 40 mm     |
| <b>1-10-749-47 *</b> | 60 mm     | 45 mm     |
| <b>1-10-749-49 *</b> | 60 mm     | 55 mm     |
| <b>1-10-749-51 *</b> | 60 mm     | 65 mm     |
| <b>1-10-749-53 *</b> | 60 mm     | 75 mm     |
| <b>1-10-749-55 *</b> | 60 mm     | 85 mm     |




Hemi-laminectomy Haken, blau  
 Hemi-laminectomy hook, blue

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| <b>1-10-749-61 *</b> | klein - small |
| <b>1-10-749-66 *</b> | groß - large  |

**1-20-968-73 \***

CLR Siebkorb, Edelstahl mit Deckel, Maße: 485 x 253 x 70mm  
CLR-Tray, stainless steel with cover, dimensions: 485 x 253 x 70 mm

**1-10-751-10**

CLR Set Side-load bestehend aus Produkten mit (\*) gekennzeichnet  
Valven paarweise  
CLR Set side load consisting of products marked (\*)  
Blades, 2 pcs each

Änderungen der technischen Angaben und Maße liegen in unserem Ermessen. Modelländerungen vorbehalten.  
Ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung darf dieses Printmedium weder im Gesamten noch auszugsweise kopiert oder nachgedruckt werden.  
Changes in technical specifications and dimensions are at our discretion. Subject to modification.  
Without our explicit written approval this print media may not be copied or reprinted as a whole or in extracts.